



(4070423) N° 1 LIBR. ISTRUZIONI VASCA C-VI103

(KITPUL8) N° 1 KIT PULIZIA SOLID

(2720604) TUBO TROPPO PIENO BIANCO PER VASCA DA TERMOFORMARE CON APPOSITA SAGOMA

CHIUDERE TUBO CON:

(2720608) TAPPO TROPPO PIENO

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
17/07/17	STEFANO	AGGIUNTO LIBRETTO ISTRUZIONI VASCA
06/06/17	STEFANO	AGGIUNTO NOME MODELLO

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		CO1103A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		Prog. 16-222
.....		PESO NETTO/Weight
.....		Kg. 101
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		21/04/2017
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	BRIDGE SOUL	S. SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name		VERIFICATO/Checked by
VASCA DA BAGNO		A. MANIAGO
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/- 5°C.		
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/- 5°C.		
PROIEZIONE/Projection		